

# Bona Clean R50

## Tekniskt datablad

Bona Clean R50 är ett koncentrerat rengöringsmedel för grundlig rengöring av halvhårda golv. Bona Clean R50 kan användas för daglig rengöring och för att avlägsna hårt sittande smuts. Bona Clean R50 är också lämplig att använda i städmaskin.

- Mild och effektiv, även vid låg dosering
- Starkt koncentrerat
- Lågskummande

### Tekniska data

Produkttyp:	Rengöringskoncentrat
pH-värde:	ca 9 i koncentrat
Spädning:	Daglig rengöring: 50 ml till 10 liter vatten (1:200) Grovrengöring: 250 ml till 10 liter vatten
Verktyg:	Bona Cleaning Pad, singel-disc maskin (röd pad) Bona Power Scrubber (vita eller röda borstar)
Arbetstemperatur:	Under applicering bör rummet och materialet ha en temperatur på 10-25°C.
Hållbarhet:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Lagras frostfritt dock ej över+ 25°C
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstaten. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag.
Förpackning:	3 x 5 liter 10x1 liter

### Användning

1. Dammsug och avlägsna lös smuts.
2. Vid daglig rengöring späd 50ml Bona Clean R50 med 10 liter vatten
3. Vid grovrengöring späd 250ml Bona Clean R50 med 10 liter vatten.

OBS! Vid grovrengöring måste golvet tvättas med rent vatten för att neutraliseras. På större ytor kan Bona Clean R50 användas i skurmaskin. Blanda då 50 ml till 10 liter vatten (1:200).

**Obs!** Läs separata instruktioner för städrekommendationer.

Ovan information framställs i god tro och efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten men gör inget anspråk på att vara komplett. Användaren är skyldig att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för det avsedda ändamålet, golvtypen och rådande lokala förhållanden. Bona kan endast garantera kvaliteten på den levererade produkten. En professionell och därmed lyckad användning av produkten är utom vår kontroll. Vid osäkerhet så utför alltid ett prov före användning. Etiketter och säkerhetsdatablad skall beaktas före användning av denna produkt.

Resilient  
System



**Bona**<sup>®</sup>